
### 使用方法について

### HV Heart Retractor: Instructions for Use











## **☆ エアウォーターリンク株式会社**

〒612-8418 京都市伏見区竹田向代町132番地1 本社 特販部 TEL075-694-1063 FAX075-694-1071 東京営業所 TEL03-5437-5953 FAX03-5437-5954

E-mail: import.awlink.co.jp





# **HV Heart Retractor**

Minimally invasive heart surgery



HV Heart Retractor maximizes visibility - and results - like never before!

低侵襲手術用僧帽弁鈎






## **HV Heart Retractor**


Minimally invasive heart surgery Maximum Results

標準セット品番: H V 2001


ハンドル ヒンジブレード標準 1 ヒンジブレード大 六角ドライバー 滅菌トレー













Standard Set





#### HV ハートリトラクターの特長

**革新的デザイン**によって緻密はポジション取りが可能となり、最適な視野を確保できます。

- \*ピボットブレードによって均一に圧がかかることで、限定的な負荷を避け、 心臓組織へのダメージを軽減します。
- \*ヒンジ付ブレードによって視野の拡大を確保できます。
- \*簡単な調整によってブレードの角度を最大30度まで変えることができるため、 最高の位置決めと成果が得られます。(裏面参照)
- \*ブレードはセルフワイプ式ヒンジ採用の特殊構造によって内部構造を微生物汚染から 守ります。
- \*人間工学に基づいた設計により、握りやすい、カウンターバランス式のハンドルに なっています。

Dr. Hugo Vanermen (ベルギー、OLV病院) との共同開発品です。



製造販売届出番号: 26B1X00002000061

製造元: USBメディカル社(米国)

Instrument holder Art. No. 3840.65

製造販売元:エア・ウォーター・リンク株式会社

〒612-8418 京都市伏見区竹田向代町132番地1 TEL 075-694-1063 FAX 075-694-1071



**FISSO**